

1601538 - Surflo™-S Plus - I.V. cathéter - 14G x 45 mm - orange - 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Surflo™ S-Plus se compose de 3 parties et est composée en des matériaux de haute qualité.

Le cathéter est opaque et possède un bouchon Luer-Lock. La conception ergonomique assure le confort et la facilité d'insertion du cathéter dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM1445SX(NIEUWSR+DM1445SD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: FEP + Ba SO4 • Embase de cathéter: polypropylène + masterbatch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: copolymèrestyrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: butane styrène co-polymère • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	290 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	1.55 mm
Diamètre externe cathéter	2 mm
sku	1601538
Mécanisme de sécurité	Non
Aiguille de sécurité	Non
Couleur	Orange
Dimensions	14G x 45 mm
Dimensions en mm	2 x 45 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte