


## 1553465 - Réglage de la flexion des genoux avec une manivelle pour MOTomed Letto



### Déscription

Accessoires MOTomed Letto

#### Caractéristiques

- Pour régler le degré de la flexion des genoux
- Permet un positionnement idéal et confortable sans devoir transférer le patient
- Ajustement rapide et pratique - même si les pieds du patient sont déjà installés dans les semelles ou si l'entraînement a déjà démarré

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | MOTomed                      |
| <b>sku</b>                       | 1553465                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |