

## 1571858 - Support de pied - kBox4 Lite & kBox4 Active



### Déscription

Le support de pied Exxentric est un accessoire pour tous ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leur entraînement sur le volant d'inertie sur le kBox4 Lite & Active. Il est connu pour aider l'utilisateur à changer de direction pendant les exercices. Il peut également être utilisé comme talonnière pendant les squats, ainsi que pour surélever le pied pendant les exercices de presse à mollets. Le support de pied est enduit de poudre, esthétique et léger pour être transporté avec vous chaque fois que vous souhaitez utiliser la kBox4 Lite & Active. Le support de pied mesure 44,5 x 10 x 4,5 cm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571858
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce