

**1005953 - Pince hémostatique Kocher - avec dents - droit - 16 cm -
1 pc**



Déscription

Cette pince vasculaire nommée Kocher est une pince artérielle droite et dentelée utilisée pour brièvement clamper ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Fabriquée en acier inoxydable, cette pince médicale est stérilisable.

Spécifications

Marque	Griffioen
Composition	Acier inoxydable
Dents	Oui
Normes	ISO 13485:2016
sku	1005953
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Standard
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	16 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de pince	Kocher