

1627342 - Fauteuil d'examen gynécologique OP-MH+ avec repose-pieds ergonomiques + repose-jambes - 1 pc



Déscription

Le fauteuil d'examen gynécologique **Optomic OP-MH+** allie un confort optimal pour le patient à une ergonomie maximale pour le praticien. Grâce à sa **très faible hauteur d'accès** de 48 cm, les patients peuvent s'asseoir facilement et en toute sécurité, tandis que le fauteuil offre une **capacité de charge exceptionnelle pouvant atteindre 310 kg**.

L'OP-MH+ a été conçu en mettant l'accent sur l'ergonomie du travail du gynécologue. Grâce à **4 positions de base préprogrammées**, vous passez rapidement à la position adéquate pendant les consultations. De plus, **3 positions supplémentaires entièrement personnalisables** par le médecin peuvent être enregistrées. Le **repose-jambes motorisé** permet de changer de position en douceur, sans avoir à soulever ou déplacer manuellement le fauteuil.

Le fauteuil OP-MH+ se distingue également clairement en matière d'hygiène et de durabilité. Il est doté d'un **revêtement sans coutures** facile à nettoyer et à désinfecter, idéal pour une utilisation quotidienne intensive en cabinet ou en milieu hospitalier.

Comme on peut s'y attendre de la **qualité Optomic**, le fauteuil est fabriqué en Europe avec une attention particulière portée à la fiabilité, à la finition et à une utilisation professionnelle à long terme.

Principaux avantages :

- Capacité de charge jusqu'à 310 kg
- Hauteur d'accès très basse de 48 cm
- Conception ergonomique pour le médecin et le patient
- 4 positions de base préprogrammées
- 3 positions utilisateur supplémentaires programmables
- Repose-jambes motorisé
- Revêtement sans coutures et hygiénique
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Fabriqué en Europe
- Qualité Optomic fiable pour un usage professionnel intensif

Spécifications

Marque	Optomic
Dimensions du produit	L 67.5 cm, L 175 cm
SKU leverancier	68303142
sku	1627342
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	310 kg
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Pli électrique	Qui
Poids maximal de l'adulte	310 kg
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce