

1627342 - OP-MH+ fauteuil d'examen avec repose-pieds ergonomiques et plaque de jambes – 1 pc



Déscription

Les fauteuils OP-MH et OP-MH+ avec repose-jambes extensible incarnent une solution haut de gamme dédiée à la gynécologie et à l'obstétrique. Conçus pour offrir une flexibilité maximale, ils intègrent quatre moteurs indépendants permettant des réglages précis et fluides, ainsi qu'un système modulaire d'accessoires pour une adaptation parfaite à chaque pratique.

Alliant design ergonomique, matériaux de qualité supérieure et finitions soignées, ces fauteuils assurent un confort optimal et une hygiène irréprochable. Ils améliorent à la fois l'efficacité du praticien et le bien-être du patient, illustrant pleinement l'engagement d'OPTOMIC envers l'innovation et l'excellence.

Spécifications

Marque	Optomic
Dimensions du produit	L 67.5 cm, L 175 cm
SKU leverancier	68303142
sku	1627342
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	310 kg
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Pli électrique	Qui
Poids maximal de l'adulte	310 kg
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce