

## 1352253 - Repose-tête pour fauteuil de prélèvement Saar - 1 pc



### Déscription

L'oreiller pour le cou fait 30 cm de large et a une hauteur de 9 cm. La sangle élastique est fixée au dos par un velcro et peut donc être utilisée à n'importe quelle hauteur. Par conséquent, le coussin peut également être utilisé comme un soutien lombaire. Le coussin peut être réalisé dans la couleur de votre choix et peut donc également être garni de la couleur de la chaise ou d'autres couleurs.

Attention : la couleur du coussin comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 30 cm, H 9 cm
<b>sku</b>	1352253
<b>Couleur</b>	Curry
<b>Type d'emballage</b>	Pièce