

1620345 - Sonde d'aspiration CH08 - 53 cm - bleu - 1 dist + 1 lat. - stérile - 100 pcs



Déscription

Sonde d'aspiration avec ouverture centrale et 2 yeux, un embout arrondi à usage unique. La sonde offre une bonne qualité standard avec une connexion d'entonnoir selon le code couleur international.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 40 cm
Stérile	Oui
	Non
sku	1620345
Diamètre sonde	Ch 08
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Paquet