

1544018 - Renol clip 4 cm - embout mâle et femelle - 1 set



Déscription

Fermeture à boucle, pouvant être remplacée en cas d'usure.

Spécifications

| | |
|------------------------------|--|
| Marque | Renol |
| SKU leverancier | RFBUCKL4 |
| Normes | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| sku | 1544018 |
| Catégorie de fixation | Accessoires pour ceintures |
| Fermeture | Clip |
| Taille | 4 cm |
| Type d'emballage | Pièce |