

## 1518929 - Kit de suture Precisio - 1 x 10 pcs



### Déscription

Le set de suture stérile à usage unique est utilisé dans le cabinet du médecin ou à l'hôpital. Conçu pour les gynécologues et les chirurgiens, ce set de suture est utilisé pour toutes les procédures chirurgicales et microchirurgicales.

#### Pièces de l'ensemble

- 1 pince ultrafine Adson 1 x 2 pinces
- 1 porte-aiguille Micro Halsey
- 1 ciseaux métalliques à pointe droite
- 1 sac rigide à pousser avec 2 compartiments

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Qualité instruments</b>	Jetable et stérile
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte