

1532229 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - obèses - 1 pc



Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Clinicus I
Portée du brassard	33 - 41 cm
sku	1532229
Groupe cible	Obèse
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	L
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro