

## 1601562 - Kardiomed 540 Upper body cycle - Fixation au mur - 1 pc



### Déscription

Le Kardiomed 540 Upper Body Cycle (Fixation au mur) optimise l'entraînement du haut du corps et est peu encombrant. Avec un cadre contemporain en aluminium blanc et un corps élégant en gris anthracite, cet appareil de fitness allie design et innovation.

#### Caractéristiques principales:

- Aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier les exercices
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Entraînement en position debout ou assise
- Possibilité d'avancer et de reculer
- Manivelle réglable en longueur avec mode synchrone/asynchrone
- Réglage progressif de la hauteur de l'unité d'entraînement, assisté par une pression de gaz, pour une position d'entraînement assise ou debout
- Poignées ergonomiques Leki avec possibilité de fixation par clip
- Les programmes d'entraînement comprennent: Quickstart, Watts (entraînement en fonction du temps) et Pulse training

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1601562
<b>Type d'emballage</b>	Pièce