

## SNG2F250 - SONOGEL - DOPPLER ECG - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Gel à ultrasons SONOGEL® pour l'échographie de diagnostic médical. Le produit ne contient ni glycérine ni formaldéhyde et est réglé sur un pH de 5,5 - 6,0. Il est stable en température, conserve l'humidité très longtemps en absorbant l'humidité de l'air et présente de très bonnes propriétés mouillantes. L'élimination des résidus peut se faire facilement et sans laisser de traces. Le gel ne provoque pas de salissures, de taches ou d'auréoles sur les vêtements.

### Spécifications

<b>Marque</b>	sonogel
<b>sku</b>	SNG2F250
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce