


1550057 - Sangle - lève-personne actif - avec clips - S - 1 pc



Déscription

Sangle de levage active avec revêtement antidérapant à l'arrière, en polyester noir et entièrement rembourrée. La partie antidérapante empêche de glisser dans l'écharpe, avec un rembourrage supplémentaire aux aisselles pour une sensation de confort. Dispose d'un système de fixation à code couleur avec clips et a une charge de levage maximale de 220 kg. L'écharpe est lavable à 95°, peut être séchée au sèche-linge à basse température jusqu'à 50°.

Spécifications

Marque	Silvalea
Normes	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Produits similaires	Non
Appui-tête	Non
sku	1550057
Fixation sangles	Clips
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle corset