

1500266 - Bandage triangulaire non-stérile - 96 x 96 x 136 cm - 1 pc



Déscription

Ce bandage triangulaire de **L&R** est indispensable pour les professionnels de la santé et pour l'usage domestique. Offrant un soutien confortable au bras et à l'épaule, ce bandage triangulaire facile à utiliser est fabriqué en 100 % coton.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	100% coton
sku	1500266
Stérile	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	96 x 136 cm
Type d'emballage	Pièce