

## 1500266 - Bandage triangulaire non-stérile - 96 x 96 x 136 cm - 1 pc



### Déscription

Ce bandage triangulaire de **L&R** est indispensable pour les professionnels de la santé et pour l'usage domestique. Offrant un soutien confortable au bras et à l'épaule, ce bandage triangulaire facile à utiliser est fabriqué en 100 % coton.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	100% coton
<b>sku</b>	1500266
<b>Stérile</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	96 x 136 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce