

1561291 - Thermomètre express avec embout flexible - Frog - BY
11 - 1 pc



Déscription

L'adorable thermomètre de **Beurer** à fièvre au design grenouille rend la mesure de la fièvre de votre bébé extrêmement facile. Avec une alarme de température à partir de 37,8°C, affiche les lectures en °C et °F, est étanche. S'éteint automatiquement et émet un signal lorsque la mesure est terminée.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepat	0.05 EUR
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Oui
Indicateur de piles faibles	Non
sku	1561291
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	10 sec