

1541188 - Fauteuil de prélèvement - hauteur fixe - dossier inclinable - 1 pc



Déscription

Fauteuil de prélèvement avec hauteur fixé, dossiere inclinable et 2 accoudoirs fixés.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 60 cm, L 65 cm
Hauteur	53 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Non
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Composition	Revêtement : revêtement époxy, tube d'acier, accoudoirs : mousse polyuréthane
Normes	ISO 13485:2016
Capacité de levage	200 kg
sku	1541188
Accoudoirs	Qui
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce