

1501898 - Pannes standard en carton - 100 pcs



Déscription

Le bassin de lit standard en pulpe retient l'humidité pendant 4 heures et encourage l'autonomie de l'utilisateur. Peut être utilisé lors des visites aux toilettes ainsi que dans un fauteuil de toilette. Contenu: 2l.

Spécifications

Marque	Vernacare
Couverture	Non
Composition	100% pulpe
Autoclavable	Non
sku	1501898
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte