

## 1501898 - Pannes standard en carton - 100 pcs



### Déscription

Le bassin de lit standard en pulpe retient l'humidité pendant 4 heures et encourage l'autonomie de l'utilisateur. Peut être utilisé lors des visites aux toilettes ainsi que dans un fauteuil de toilette. Contenu: 2l.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vernacare
<b>Couverture</b>	Non
<b>Composition</b>	100% pulpe
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>sku</b>	1501898
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte