

1618356 - Tabouret selle TR02- roues - 45 - 58 cm - revêtement standard - jaune



Déscription

La tabouret selle TR 02 allie un design moderne à un confort et une fonctionnalité optimaux. Elle a été spécialement conçue pour les professionnels de la santé qui ont besoin d'une solution d'assise ergonomique et durable.

Caractéristiques principales

- Assise confortable : le tabouret est doté d'une assise rembourrée de haute qualité qui offre un confort d'assise durable, même pendant les heures de travail intensives.
- Base stable : La base robuste en aluminium du Tabouret TR 02 assure une stabilité maximale, ce qui rend ce tabouret idéal pour une utilisation quotidienne dans les environnements médicaux.
- Réglage facile de la hauteur : Grâce au vérin à gaz intégré, la hauteur du tabouret peut être réglée rapidement et sans effort, pour une position ergonomique parfaite.
- La selle peut être montée sur les modèles TR-01, TR-02 et TR-03.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Marque | Spinetechnics |
| Roues | Oui |
| Anneau de pied | Non |
| Dossier | Non |
| Diamètre du siège | 35 cm |
| Nombre de roues | 5 |
| sku | 1618356 |
| Couleur | S17 - jaune |
| Couleur châssis | Couleur de l'aluminium |
| Matériel châssis | Aluminium poli |
| Réglable en hauteur avec un vérin à gaz | 45 - 58 cm |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de siège | Siège rond |