

1106233 - Conteneur à aiguilles - carré - 2 L - 1 pc



Déscription

Conteneur pour objets tranchants et usage régulier avec une poignée. Le couvercle est équipé d'une fermeture temporaire et permanente pour retirer les aiguilles. Avec système de valve qui offre une sécurité maximale lors de l'utilisation qui empêche les objets ou les déchets de s'échapper déjà dans le récipient.

Spécifications

Dimensions du produit	L 15 cm, H 20 cm, L 15 cm
Poids du produit	0.243 kg
Composition	Polypropylène
sku	1106233
Contenu	2 l
Forme	Carré
Type d'emballage	Pièce