

## 1558732 - Cushion Nasal Cannula Adult SOFT + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



### Déscription

Canules nasales à coussinets AirLife®. La conception souple et transparente de ces canules nasales permet un confort optimal du patient. Les tubes d'alimentation antiécrasement permettent d'éviter les occlusions et les courbures. 50 canules par caisse, emballées séparément.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1558732
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive