

## 1560433 - Chariot de transport fermé 3 côtés - 4 roues - 1050 x 750 x 1690 mm - 1 pc



### Déscription

Chariot de transport avec un côté ouvert en acier inoxydable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 105 cm, H 169 cm
<b>Profondeur du produit</b>	75 cm
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1560433
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce