

1541862 - Schiller Physiogard Touch 7 moniteur



Déscription

Fort de son succès avec le DEFIGARD Touch 7, SCHILLER élargit sa palette Touch 7 avec un moniteur conçu pour les services d'urgence extra-hospitaliers. Doté des mêmes caractéristiques telles que son interface, ses accessoires, sa station d'accueil ainsi que sa solidité, le PHYSIOGARD Touch 7 répond à toutes les exigences en matière de monitoring d'urgence.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1541862
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce