

1518914 - Curette - inflexible courbée - 6 mm - 1 x 20 pcs



Déscription

La longueur totale de la curette est de 200 mm et présente une extrémité ronde et incurvée avec une ouverture. Boîte de 20 pièces, emballées individuellement de façon stérile. La taille indiquée représente le diamètre de la curette.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Gyneas |
| Stérile | Oui |
| sku | 1518914 |
| Lavable/Disposable | Jetable |
| Qualité instruments | Jetable et stérile |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Taille | 6 mm |
| Type d'emballage | Boîte |