

## 1553709 - VELUSJET - Medical



### Déscription

Le VELUSJET® est le lit d'eau de massage révolutionnaire idéal pour les patients souffrants de stress, de tensions musculaires et de douleurs au dos. Jamais un massage n'a été aussi proche d'un massage manuel avec le VELUSJET®. Un investissement de haute qualité et de très bonne rentabilité.

Un système d'hydromassage sec à mains libres. Un concept total de la thérapie au bien-être.

#### Caractéristiques

- Ecran tactile avec intégration Windows
- 70 massages enregistrés
- Logiciel pour programmations personnalisées
- Puissance et contrôle de chaque jet
- 7,4 bars de pression par jet
- Eau de 20° à 40°
- Durée max d'une séance 60 min
- Accès verrouillable
- Branchement avec ou sans refroidissement à l'eau (fonctionnement autonome)
- Retour sur investissement garanti dès 4 massages par jour

Les maladies résultant ou entraînant des déséquilibres musculaires sont des phénomènes très courants et généralement accompagnés d'une large gamme de différents symptômes et de douleurs intenses. Le VELUSJET® médical est le complément parfait à votre concept de thérapie. Il soulage la douleur des patients souffrants de ces symptômes et contribue à lever l'inconfort de ces troubles.

Personnalisation de l'action thérapeutique :

- Programme par tronçons : haut du corps, bas du corps, corps entier

- Panachage et multiplicité des types de tracés des jets et des zones en 1 séance et/ou 1 programme
- Programmation de chaque zone de traitement
- Définition de la largeur des jets en fonction de la morphologie (S, M, L)
- Réglage de la vitesse de déplacement des jets
- Longueur de la zone de massage du crâne aux chevilles

## Spécifications

<b>Marque</b>	Velusjet
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce