

## 1533005 - Oreiller avec rembourrage amovible - L 60 x L 60 cm - 1 pc



### Déscription

Oreiller anti-allergique et ignifuge, rempli d'un rembourrage amovible avec rembourrage en balle molle. Peut être lavé jusqu'à 85 °C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 60 cm, L 60 cm
<b>Composition</b>	100% coton
<b>sku</b>	1533005
<b>Couleur housse</b>	Blanc
<b>Lavable</b>	85°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce