

1601921 - Spéculum Cusco - petit/vierge - blanc - diam. 20 mm - 1 x 25 pcs



Déscription

Les spéculums Cusco **Gyneas** sont les seuls spéculums dotés de rabats plus longs pour un meilleur accès au col de l'utérus. Avec une pointe arrondie, moins de stress pour le patient. Avec un angle d'ouverture plus petit pour un retrait plus facile et moins de traumatisme pour le patient. Les spéculums ont une charnière renforcée et offrent moins de risque d'affaissement et un meilleur blocage de la vis.

Le spéculum présente de nombreux avantages, tant pour le gynécologue ou l'obstétricien que pour le patient:

Avantages

- Stérile et à usage unique
- Sterilisation avec l'oxyde éthylène
- Les spéculums en emballage sachet individuelle stérile
- Composition résine de polystyrène
- La taille indiquée est le diamètre du spéculum.
- Ne contient pas de latex
- Coin arrondi ergonomique
- Des valves plus longues pour un meilleur accès

Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1601921
Qualité instruments	Jetable et stérile
Quantité par emballage	1 x 25 pcs
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	20 mm
Type d'emballage	Boîte
Type spéculum vaginal	Cusco