

1022851 - Accutrend Lactaat - bandelette réactives - 1 x 25 pcs



Déscription

Les bandelettes de test Accutrend BM-Lactate sont des bandes d'essai pour la détermination du lactate total dans le sang capillaire. Les bandelettes de test Accutrend BM-Lactate sont placées dans l'appareil de mesure de lactate Accutrend Plus.

Spécifications

Marque	Roche
sku	1022851
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce