

1542153 - Gelostretch® - 10 cm x 7 m - 10 pcs



Déscription

Gelostretch® est un pansement imprégné de gel de zinc prêt à l'emploi avec une très haute pression de travail et une très faible pression de repos facile à appliquer.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Colle de zinc
Stérile	Non
Auto-adhésif	Oui
sku	1542153
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 7 m
Type d'emballage	Boîte