

1541832 - Sabot Bloc open 01 avec lanière - Bleu marine - taille 34/35 - 1 paire



Déscription

WOCK® BLOC, le sabot professionnel autoclavable monobloc. Le tout nouveau sabot médical WOCK au design particulier est ergonomique, amortissant et autoclavable. La voute plantaire lisse anatomique et le chaussant en pointures unitaires assurent un confort excellent. Arseus Medical vous livre le sabot toujours avec bride pivotante inclusive et l'adhérence est certifiée SRC.

Spécifications

Marque	Wock
Unisexe	Oui
Anti-glisse	Oui
Antistatique	Oui
Convient pour le bloc opératoire	Non
Stérilisable	Non
Bride de talon	Oui
Absorption des chocs	Oui
Trous de ventilation	Oui
sku	1541832
Couleur du sabot	Bleu Marine
Matériel	Steri-tech™ polymère
Réglementation Européenne	2016/425/EU - Classe II
Taille	34-35
Type d'emballage	Paire
Type de bouchon	Bloc