

1546382 - Linido plaque réglage appui rabattable - inox- blanc - 1 pc



Déscription

Plaque de réglage pour les appuis rabattables, pour un réglage facile de la hauteur d'appui souhaitée. La plaque de réglage permet le montage ultérieur d'une barre de WC pliante, avec une plage de réglage de 150 mm.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2615.3004-02
sku	1546382
Catégorie appuis pour toilette	Accessoires pour appui toilette
Type d'emballage	Pièce