

1576564 - COMPASS 540 - Hip Extension



Déscription

Entraînement de force pour les hanches avec un poids d'entraînement de 0 à 80 kg par paliers de 5 kg. L'appareil est doté d'un support d'avant-bras réglable en hauteur pour la stabilisation du haut du corps. Convient aux personnes pesant jusqu'à 250 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1576564
Modèle	Hip Extension
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce