

## 1542060 - NIV mask full face - non-vented - AAV - S - 1 x 10 pcs



### Déscription

Nos masques complets et nasaux de ventilation non invasive (VNI) offrent aux cliniciens une option fiable, tout en assurant aux patients confort et sécurité. Le harnais réglable à quatre points et le connecteur pivotant flexible permettent un ajustement et un réglage faciles.

Les masques sont dotés d'une conception légère en silicone qui épouse les contours du visage du patient pour un ajustement confortable, tandis que le clip de dégagement rapide élimine la nécessité de le remettre en place après l'avoir retiré. Les masques, inodores et faciles à nettoyer, sont disponibles en version ventilée ou non ventilée et en trois tailles pour s'adapter à un large éventail de patients.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1542060
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive