

1553089 - MoVeS Loop Ø 28 cm - léger (jaune) - 1 x 10 pcs



Déscription

Le tout nouveau MoVeS Loop Set est véritablement une salle de sport dans un sac. Ce sac pratique contient quatre MoVeS Loops de qualité, chacun avec une résistance différente et un manuel. Ils sont parfaits pour entraîner de nombreux muscles différents de votre corps : flexions des bras (biceps), rotation externe (épaule), squats (cuisses), etc.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | MVS |
| Dimensions du produit | L 28 cm |
| sku | 1553089 |
| Couleur | Jaune |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |