

## 1572524 - Stellar 170 - lève-personne actif - 1 pc



### Déscription

Stellar 170 est un lève-personne actif qui est un lève-personne compact et élégant qui aide le patient à se tenir debout. Pour transporter les utilisateurs du lit à la chaise ou de la chaise à la chaise. Utilisé dans les maisons privées, les maisons de retraite et les hôpitaux. La conception du crochet contribue à un levage plus confortable et tire parti de la propriété de l'élingue. Le bras de levage possède 2 poignées, pour une prise plus naturelle pour l'utilisateur lors du transfert. Les crochets assurent toujours une manipulation sûre et facile.

La fixation de la sangle se fait simplement en tirant la sangle vers le bas et vers le haut pour l'ouvrir. La genouillère peut être réglée en hauteur et en profondeur pour soutenir de manière optimale le patient pendant le transfert. La conception du train de roulement offre de l'espace pour les jambes de l'utilisateur, ce qui rend le transfert plus sûr et plus confortable. Les pieds incurvés offrent une base plus large pour accéder aux chaises ou aux fauteuils roulants.

- Plage de levage haut-bas 800-1600 mm
- Compact avec un petit rayon de braquage de 1060 mm
- Châssis étroit et stable, passe à travers des portes d'une largeur de 700 mm
- Réglage électrique des jambes avec une largeur maximale de 920 mm
- Nettoyage facile avec des surfaces lisses sans contours lisse

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ergolet
<b>Poids du produit</b>	51.6 kg
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Charge maximale de levage</b>	170 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce