


**1543263 - Foley sondes à demeure à 2 voies - avec ballon 5 - 10 ml
- silicone - 40 cm - Ch 16 - orange - 1 x 10 pcs**



Déscription

La sonde de Foley à ballonnet de Dahlhausen est utilisée pour la vidange vésicale et le drainage postopératoire. Elle convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. La sonde est sans latex. Ces sondes en silicone ont une durée d'utilisation maximale de 6 semaines.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Oui
Longueur de la sonde	40 cm
Composition	Silicone
Sans latex	Oui
sku	1543263
Couleur	Orange
Diamètre sonde	Ch 16
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte