

## 1516933 - Fauteuil de prélèvement Deneo.lab - hauteur fixé - roues - rotatif - fonction Sit&Go - 1 pc



### Déscription

Fauteuil de Prélèvement hauteur fixé avec fonction Sit&Go offre un haut niveau de confort à l'utilisateur et au soignant, il s'agit d'une dent de réception à 50 cm de hauteur du sol. Le fauteuil peut être utilisé dans 4 positions différentes, qui s'adaptent au contexte de soins et pivote à 360°. Le siège a un angle ajusté des genouillères pour un accès plus facile. Le bardage est constitué d'un revêtement époxy, est sans joint et ignifuge, facile d'entretien. Les poignées sont en polyuréthane et peuvent être démontées si vous le souhaitez.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 55.5 cm, L 145.5 cm
<b>Hauteur</b>	51,6 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Composition</b>	Revêtement : revêtement époxy, poignées : polyuréthane
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1516933
<b>Nombre de parties</b>	1-partie
<b>Réglage de la hauteur</b>	n/a
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce