

1516933 - Fauteuil de prélèvement Deneo.lab - hauteur fixé - roues - rotatif - fonction Sit&Go - 1 pc



Déscription

Fauteuil de Prélèvement hauteur fixé avec fonction Sit&Go offre un haut niveau de confort à l'utilisateur et au soignant, il s'agit d'une dent de réception à 50 cm de hauteur du sol. Le fauteuil peut être utilisé dans 4 positions différentes, qui s'adaptent au contexte de soins et pivote à 360°. Le siège a un angle ajusté des genouillères pour un accès plus facile. Le bardage est constitué d'un revêtement époxy, est sans joint et ignifuge, facile d'entretien. Les poignées sont en polyuréthane et peuvent être démontées si vous le souhaitez.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 55.5 cm, L 145.5 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Non
Hauteur	51,6 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Composition	Revêtement : revêtement époxy, poignées : polyuréthane
Normes	ISO 13485:2016
sku	1516933
Nombre de parties	1-partie
Réglage de la hauteur	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce