

1553745 - KARDIOMED 521 - Cross Walk



Déscription

Une gamme d'appareils de réentraînement cardio-respiratoire auto-alimentés. Destiné à un usage médical ou en centre privé, il répond à toutes les normes d'un usage intensif (MDD) en toute sécurité.

Les appareils de la gamme 521 sont auto alimentés pouvant être installés facilement sans prises secteur. Le basic cycle possède la caractéristique unique de l'information de la symétrie de pédalage "Motion Balance"

Caractéristiques

- Système de freinage hybride, aucune alimentation électrique n'est nécessaire
- Différents programmes d'entraînement intégrés (quick start, Watt, FC, Isokinetic, Interval, distance, ...)
- Panneau de contrôle avec écran LCD
- Mesure du pouls précise grâce à un dispositif POLAR
- Différents tests d'endurance via l'interface RS232
- Sécurité testée conformément à la loi européenne sur les dispositifs médicaux
- Solution de carte à puce intégrée qui prend en charge électroniquement une planification de formation ciblée grâce au logiciel ProxoTrain® en option

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1553745
Produits similaires	Non
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce