


## 1607306 - QualiBreath - Support Sternum et Thorax - L - 1 pc



### Déscription

**QualiBreath** est un système de soutien thoracique externe développé par des infirmiers, spécialement conçu pour les patients subissant une **sternotomie (incision du sternum)**. L'orthèse offre une méthode efficace et non médicamenteuse pour soulager la douleur postopératoire et réduire le risque de complications telles que les infections et les problèmes respiratoires.

#### Principaux avantages :

- **Soutien constant du sternum** – stabilise le sternum des deux côtés
- **Soulagement de la douleur lors de la toux, des éternuements, de l'effort et des mouvements**
- **Alternative aux opioïdes** – réduit le besoin de médicaments analgésiques puissants et les risques associés
- **Favorise la cicatrisation des tissus mous** – et diminue le risque d'infections profondes

#### Prévention des complications après chirurgie cardiaque

Toute structure rompue dans le corps est soutenue de l'intérieur comme de l'extérieur – le sternum ne fait pas exception. Le **soutien latéral** de QualiBreath :

- Stabilise le sternum pendant la respiration et l'effort
- Protège contre les forces de traction indésirables lors des mouvements quotidiens
- Soutient la cicatrisation des plaies et minimise le risque d'infection ou de déhiscence de la plaie

Par ailleurs, la conception de QualiBreath laisse libres les **lobes pulmonaires inférieurs et la partie supérieure de l'abdomen**, ce qui stimule la respiration profonde et aide à prévenir les complications pulmonaires postopératoires.

#### 10 raisons d'utiliser QualiBreath après une chirurgie cardiaque à cœur ouvert :

- 1. Soutien thoracique à double fonction**  
Soutien latéral constant du sternum et poignées pour un soutien actif lors de la toux et de la douleur.
- 2. Effet positif prouvé sur le processus de récupération**  
Améliore la stabilité sternale, le contrôle de la douleur, la respiration, le confort et la mobilité.
- 3. Réduction des infections profondes de la plaie sternale**  
Effet scientifiquement démontré d'un soutien thoracique ferme et constant.
- 4. Libère les poumons et la partie supérieure de l'abdomen**  
Favorise la respiration profonde et augmente le confort de port.
- 5. Soutient les muscles respiratoires et réduit la douleur**  
Stimule une respiration plus profonde et une toux efficace pour prévenir l'atélectasie et l'accumulation de mucus.
- 6. Renforce la fermeture interne**  
Soutient une position optimale et la guérison du sternum.
- 7. Confort inégalé**  
La tension réglable permet de porter l'orthèse serrée ou lâche, ce qui augmente l'adhésion au traitement.
- 8. Soutien actif lors de la rééducation**  
Rappelle aux patients de se mobiliser et de bouger les membres supérieurs – favorise la circulation sanguine et la guérison.
- 9. Soutien psychologique**  
Donne au patient le contrôle de sa propre récupération et des soins de la plaie après la sortie.
- 10. Économies pour les établissements de soins** Réduit le risque d'infections, de douleurs et de complications pulmonaires – avec un retour sur investissement démontrable.

#### A compléter avec Cryopouch

Pour une thérapie par le froid ciblée contre la douleur de l'incision, **CryoPouch** est disponible en accessoire. Il peut être fixé directement sur le QualiBreath et offre un soulagement supplémentaire sans médicament – particulièrement efficace durant les premières semaines de récupération.

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Qualiteam                    |
| <b>sku</b>                       | 1607306                      |
| <b>Circonférence</b>             | 100 - 108 cm                 |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Taille</b>                    | L                            |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |