

## 1550445 - Integra™ seringue 3 ml - 100 pcs



### Déscription

La première seringue rétractable avec système de ressort et aiguille amovible. Le clinicien peut ainsi changer de tirette et de seringue. La seringue BD Integra™ présente un espace mort particulièrement réduit. Cela augmente la précision du dosage et peut réduire le gaspillage de médicaments et les coûts. Le mécanisme rétractable peut être activé avant ou après le retrait de l'aiguille.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1550445
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Contenu</b>	3 ml
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Rayonnement
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer slip