

1550445 - Integra™ seringue 3 ml - 100 pcs



Déscription

La première seringue rétractable avec système de ressort et aiguille amovible. Le clinicien peut ainsi changer de tirette et de seringue. La seringue BD Integra™ présente un espace mort particulièrement réduit. Cela augmente la précision du dosage et peut réduire le gaspillage de médicaments et les coûts. Le mécanisme rétractable peut être activé avant ou après le retrait de l'aiguille.

Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1550445
Mécanisme de sécurité	Non
Contenu	3 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Rayonnement
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip