

## 1544947 - Wasty - 70 L - ouverture par pédale - 4 roues dont 2 avec frein - 1 pc



### Déscription

Collecteur de déchets WASTY en acier inoxydable, ouverture du sac par une pédale. Porte-sac à fermeture automatique en polypropylène, couleur vert bambou, facile à enlever pour la désinfection. Fond en plastique vert bambou. 4 roues pivotantes ? 80 mm, dont 2 avec frein.

### Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 58.5 cm, H 85 cm
Roues	Oui
Pédale	Oui
Profondeur du produit	48.5 cm
sku	1544947
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce