

## 1544947 - Wasty - 70 L - ouverture par pédale - 4 roues dont 2 avec frein - 1 pc



### Déscription

Collecteur de déchets WASTY en acier inoxydable, ouverture du sac par une pédale. Porte-sac à fermeture automatique en polypropylène, couleur vert bambou, facile à enlever pour la désinfection. Fond en plastique vert bambou. 4 roues pivotantes ? 80 mm, dont 2 avec frein.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 58.5 cm, H 85 cm
<b>Roues</b>	Oui
<b>Pédale</b>	Oui
<b>Profondeur du produit</b>	48.5 cm
<b>sku</b>	1544947
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce