

## 1018553 - Tensiomètre manuel Manuel II - 2 tuyaux - brassard velcro adultes - étui - 1 pc



### Déscription

Tensiomètre à double tube. Manomètre anti-surpression, mesure de précision, protection contre les chocs. Échelle de 48 mm de diamètre, boîtier en métal solide, chromé. Raccord à vis pour un changement rapide de manchette. Contenu de la livraison en étui, notice d'utilisation, brassard velcro standard pour tour de bras de 22 à 32 cm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>sku</b>	1018553
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes