

1575138 - Tork Pilier de désinfection - noir - rvs - 147,60 x 50 x 36,5 mm - 1 pc



Déscription

Le support pour désinfectant Tork fait de l'hygiène des mains une priorité et est accessible aux employés et aux clients lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité. Adapté à nombreux environnements et espaces publics différents, le support peut être déplacé facilement pour offrir un accès à l'hygiène des mains là où vous en avez le plus besoin. Les distributeurs sont disponibles séparément.

- S'utilise avec une grande variété de distributeurs de soins de la peau et de produits hydroalcooliques Tork pour s'adapter à tout type d'environnement
- Design robuste et compatible avec les distributeurs manuels ou à capteur Intuition™
- L'assemblage aisé réduit le temps et les efforts pour la mise en place

Spécifications

Marque	Tork
Dimensions du produit	L 50 cm, H 147.6 cm, L 36.5 cm
SKU leverancier	511060
Composition	Stainless steel
sku	1575138
Couleur	Noir
Système	S1 - Système de savon liquide
Type d'emballage	Pièce
Type de dispenser	Distributeur de savon, mousse et gel alcoolisé