

1106728 - Distributeur pour 50 gobelets de médicament - montage murale - 1 pc



Déscription

Ce distributeur pratique pour MediGobelets a été mis au point par Wiegand pour faciliter l'utilisation des MediGobelets pendant la prise de médicaments.

- Capacité: max. 50 MediGobelets (Art. 71.1, ..., 71.5)

Spécifications

Marque	Wiegand
Dimensions du produit	L 3.9 cm, H 38 cm, L 3.9 cm
Composition	Métal
sku	1106728
Type d'emballage	Pièce