


1622587 - Housse désinfectable - avec ouverture facial - Blue Jeans - 192 x 65 cm - 1 pc



Déscription

La housse HygienePRO est une housse en tissu qui est néanmoins imperméable grâce à sa technologie unique d'imperméabilisation. Il offre à vos patients un confort maximal grâce à son tissu doux ainsi qu'une sécurité optimale. Vous pouvez désinfecter la housse avec une solution alcoolisée entre deux patients. Cette housse peut être facilement lavée à 30 degrés dans la machine à laver.

Le couvercle est doté d'un nez et convient à une table d'une longueur de 195 à 205 cm.

Spécifications

Marque	hygienepro
Dimensions du produit	L 65 cm, L 192 cm
sku	1622587
Couleur	Blue Jeans
Taille	192 cm x 65 cm
Type d'emballage	Pièce